# 検査機器保守点検業務委託仕様書

本業務委託は、当研究所に設置された飲料水適性検査用ICP質量分析装置(NexION2000B)の円滑な運転及び測定精度を保持するため、点検を行うものである。

2 履行場所 千葉市若葉区大宮町3816番地(千葉市環境保健研究所)

3 委託期間 契約締結の翌日から令和7年12月31日まで

4 点検対象機器 ㈱パーキンエルマージャパン製 ICP質量分析装置 NexION2000B 1組

機器内訳 NexION2000B本体 ・・・ 1 台 オートサンプラー ・・・ 1 台

冷却水循環装置 ・・・・1 台ワークステーション ・・・・1 台

### 5 委託内容

### (1) 保守点検の実施

受注者は、装置に関して専門的知識を有する技術員を派遣し、以下の項目について点検を実施すること。

| NexION2000B本体 | 装置条件パラメータ調整       |  |  |  |
|---------------|-------------------|--|--|--|
|               | 標準/DRCモードオートレンズ校正 |  |  |  |
|               | KEDモードオートレンズ校正    |  |  |  |
|               | デュアル検出器の校正        |  |  |  |
|               | マスキャリブレーション       |  |  |  |
|               | デイリーパフォーマンスチェック   |  |  |  |
|               | 検出限界試験            |  |  |  |
|               | DRC/KEDモード強度チェック  |  |  |  |
| オートサンプ。ラー     | 動作及び通信チェック        |  |  |  |
| 冷却水循環装置       | 水漏れチェック等          |  |  |  |
| 水素キャニスター      | 設置及び既存部品の引き取り調整   |  |  |  |
| ワークステーション     | 動作チェック            |  |  |  |

#### (2) 部品交換

点検に必要な消耗品や部品の交換等を行うこと。交換部品一覧は別表1のとおり。 部品交換等にともない不要となる物については、受注者が責任を持って引き取り、関係法令に基づき適正に処分を行うこと。

### (3) 点検実施時期

点検実施は、令和7年10月20日から令和7年10月31日の期間中に実施することとし、業務に支障が生じない様、平日2日間以内で実施すること。

#### (4) 点検報告書の作成及び提出

受注者は作業完了後に報告書を作成し、速やかに発注者に提出し、報告すること。

#### (5) その他

受注者は、点検実施の前後で装置が正常に稼働することを確認すること。なお、本点検業務が原因で発生した不具合には、責任をもって対処すること。

### 6 支払い条件

完了払い

#### 7 その他の重要事項

本仕様書に記載のない部分について疑義が生じた場合は、発注者と受注者が協議し、誠意を持って対応すること。

## 別表1 交換部品一覧

| 品名                         | 商品コード    | 数量 | 単位 |
|----------------------------|----------|----|----|
| O-RING VITON               | 09220339 | 1  | 個  |
| Interface Gate O-RING      | 09220340 | 4  | 個  |
| O-RING VITON               | WE003579 | 1  | 個  |
| O-RING THK KALREZ 4079     | N8143022 | 1  | 個  |
| 冷却水                        | WE016558 | 8  | 本  |
| KEDセットアップ溶液                | N8145052 | 1  | 本  |
| ネフ゛ライサ゛ー                   | N8152452 | 1  | 個  |
| カブスケット                     | W1040148 | 1  | 個  |
| O-RING                     | 09902123 | 1  | 個  |
| NexIon ハイハ゜ースキマースクリュー      | WE027484 | 1  | 個  |
| サンプルチューフ Green/Yellow      | N8152404 | 1  | 本  |
| トレインポンプチューフ Grey/Grey      | N8152415 | 1  | 本  |
| サンプ°ルチューフ゛                 | WE024375 | 1  | 本  |
| ト゛レインチューフ゛                 | 02506495 | 1  | 本  |
| STD/DRC 検出限界試験溶液(Blank)    | N8145055 | 1  | 本  |
| STD/DRC 検出限界試験溶液(Standard) | N8145056 | 1  | 本  |
| KED 検出限界試験溶液(Blank)        | N8145057 | 1  | 本  |
| KED 検出限界試験溶液(Standard)     | N8145058 | 1  | 本  |
| 検出器デュアル校正溶液                | N8145059 | 1  | 本  |
| LVO 420 oil,1 Liter        | N8145003 | 1  | 本  |
| NexIon サンプリングコーン (ニッケル製)   | W1033612 | 1  | 本  |
| NexIon スキマーコーン(ニッケル製)      | W1026356 | 1  | 本  |
| NexIon ハイハ゜ースキマーコーン        | W1033995 | 1  | 個  |
| 水素キャニスター用クイックコネクタ(ボディ)     |          | 1  | 個  |
| 水素吸蔵合金キャニスター60LP(高純度タイプ)   |          | 1  | 個  |